

QuickFit Strap QuickFit Buckle

Asiento y confort mejorados de una órtesis en cuestión de segundos


La combinación del cinturón QuickFit Strap y del cierre QuickFit Buckle es perfecta tanto para órtesis regulables de forma individual como para su fabricación. Ofrece soluciones tecnológicas para un mejor asiento y un mayor confort de una órtesis puesto que puede adaptarse fácilmente y de forma individual a las necesidades específicas de cada usuario.

1 QuickFit Strap

El cierre BOA permite efectuar microadaptaciones con una sola mano. De este modo, los usuarios pueden influir individualmente en la compresión o la sujeción de la órtesis. El cinturón ligero y manejable ofrece además un alto grado de confort.

2 QuickFit Buckle

El componente magnético se encarga de bloquear sin esfuerzo el cierre. Puede abrirse con una sola mano de forma sencilla e intuitiva.



Ventajas en un vistazo

- Mecanismo de cierre y de regulación para órtesis
- Posibilidad de acortar la longitud de forma individual
- El componente magnético asegura que el mecanismo se alinee y bloquee sin esfuerzo
- Es posible efectuar de forma espontánea ajustes con una precisión milimétrica
- Manejo sencillo con una sola mano girando el carrete
- Apertura y cierre rápidos
- Robusto y de larga vida útil
- Material ligero
- Posibilidad de realizar diferentes combinaciones de QuickFit Strap y QuickFit Buckle

Datos técnicos

514Z20 QuickFit Strap

Número del artículo	Longitud	Anchura	Color
514Z20=25-7		aprox. 25 mm	
514Z20=38-7	aprox. 73-63 cm	aprox. 38 mm	negro
514Z20=50-7		aprox. 50 mm	

514Z21 QuickFit Buckle

Número del artículo	Longitud	Anchura	Color
514Z21=25-7		aprox. 25 mm	
514Z21=38-7	aprox. 18 cm	aprox. 38 mm	negro
514Z21=50-7		aprox. 50 mm	

BOA® es una marca registrada de Boa Technology Inc.