

# Colección Ottobock Papeles termosensibles y diseños de encaje

Diseños con personalidad

Quality for life



# ¡Déjese inspirar!

Los papeles termosensibles y los diseños de encaje brindan la posibilidad de dotar las superficies con nuevos diseños. Son adecuados para múltiples aplicaciones en la técnica ortopédica (prótesis, órtesis). Los diseños de encaje permiten la coloración personalizada en la técnica del laminado. Con nuestros papeles termosensibles se les puede dar un toque llamativo a los plásticos como, p. ej., ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C y ThermoLyn PP-H.

Ottobock ofrece una variada colección de distintas muestras y colores. Para el empleo no se necesita ningún equipo adicional en el taller ni conocimientos técnicos especiales.

En esta información de producto encontrará muestras, colores y opciones de diseño que le pueden ayudar a fabricarle a su paciente un medio auxiliar que no solo le guste llevar, sino que también le guste enseñar.

## Información sobre el procesamiento



Caliente el material plástico hasta que se vuelva totalmente transparente.



Coloque el papel termosensible cortado con el dibujo hacia abajo sobre el recorte y alíselo con cuidado desde el centro hacia fuera.



Transcurridos 20 segundos retire el papel termosensible del material.

### Ventajas en un vistazo

- ▶ Papeles termosensibles de Ottobock: para colorear de forma individual plásticos como, p. ej., ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C y ThermoLyn PP-H
- ▶ Papel resistente a la rotura y no contaminante
- ▶ Diseños de encaje de Ottobock: para colorear de forma personalizada en la técnica de laminado
- ▶ Género tubular de eficacia probada
- ▶ Gran selección de diseños para modificar el aspecto de las prótesis y órtesis y adaptarlas al gusto del paciente

- ▶ No se necesita ningún equipo adicional en el taller ni conocimientos técnicos especiales

Por favor, tenga en cuenta que los colores incluidos en este documento informativo sobre productos pueden diferir del color real.

### Material de información disponible

Número del artículo	Descripción
646D696=EN	Información de producto para su acabado
646M70=ALL_INT	Carpeta de muestras de diseños Papeles termosensibles y diseños de encaje
623P200=1	Rollo de muestras de papeles termosensibles
623S200=1	Rollo de muestras de diseños de encaje



Pase el material de diseño por encima del modelo del encaje dejando el dibujo en la cara interior. Tense con una mano el material de diseño y marque el contorno del encaje con un lápiz. No utilice rotuladores permanentes, bolígrafos, etc., ya que destiñen durante el proceso de laminado.




Cosa el material de diseño con una reducción de 5 mm por dentro de la marca. Deje que la costura distal quede rematada en punta. De esta forma, solo se podrá ver la costura por el lado medial. Recorte el material de diseño con unas tijeras 2 mm como máximo a lo largo de la cara exterior de la costura.



Vuelva el material de diseño con el dibujo hacia fuera y cubra el modelo del encaje con él. Coloque la costura en un lugar poco visible del encaje (p. ej., en medial).

# Colección Ottobock de papeles termosensibles



## Papel termosensible “Tabaluga”


Ejemplo de pedido: **número del artículo = longitud – color** (623P110=2-5)

Número del artículo	623P110=2-*	623P110=5-*
Longitud	2 m	5 m
Anchura	75 cm	75 cm
Color	Rojo (2), verde (3), azul (5), blanco (6)	



## Papel termosensible “Giraffes, light green”

Número del artículo	623P50=2	623P50=5	623P50=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Verde claro		



## Papel termosensible “Starry sky, blue”

Número del artículo	623P52=2	623P52=5	623P52=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Celeste		



## Papel termosensible “Bears, red blue yellow”

Número del artículo	623P97=2	623P97=5	623P97=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Rojo-azul-amarillo		



## Papel termosensible “On the Road”

Número del artículo	623P98=2	623P98=5	623P98=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Verde		


## Papel termosensible “Butterflies”

Número del artículo	623P101=2	623P101=5	623P101=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Lila	Lila	Lila



## Papel termosensible “Stars, pink”

Número del artículo	623P60=2	623P60=5	623P60=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Rosa	Rosa	Rosa



## Papel termosensible “Bears, green purple orange”

Número del artículo	623P99=2	623P99=5	623P99=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Verde-lila-naranja	Verde-lila-naranja	Verde-lila-naranja



## Papel termosensible “Fox”

Número del artículo	623P106=2	623P106=5	623P106=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm



## Papel termosensible “Bears, blue green grey”


Número del artículo	623P100=2	623P100=5	623P100=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul-verde-gris	Azul-verde-gris	Azul-verde-gris






### Papel termosensible “Kaleidoscope, black red”

Número del artículo	623P92=2	623P92=5	623P92=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Negro-rojo	Negro-rojo	Negro-rojo



### Papel termosensible “Kaleidoscope, black white”

Número del artículo	623P93=2	623P93=5	623P93=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Negro-blanco	Negro-blanco	Negro-blanco



### Papel termosensible “Mandala, to colour it yourself”

Número del artículo	623P103=2	623P103=5	623P103=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Para colorear	Para colorear	Para colorear



### Papel termosensible “Muscles, white black”

Número del artículo	623P94=2	623P94=5	623P94=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Blanco-negro	Blanco-negro	Blanco-negro



### Papel termosensible “Faces”

Número del artículo	623P85=2	623P85=5	623P85=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm


## Papel termosensible “Raindrops”

Número del artículo	623P87=2	623P87=5	623P87=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul	Azul	Azul




## Papel termosensible “Concrete”

Número del artículo	623P88=2	623P88=5	623P88=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Gris	Gris	Gris



## Papel termosensible “Camouflage, Earth”

Número del artículo	623P86=2	623P86=5	623P86=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Verde	Verde	Verde



## Papel termosensible “Mini Jeans”

Número del artículo	623P62=2	623P62=5	623P62=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul	Azul	Azul



## Papel termosensible “Mega Jeans”


Número del artículo	623P61=2	623P61=5	623P61=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul	Azul	Azul





### Papel termosensible “Modern Jeans”

Número del artículo	623P84=2	623P84=5	623P84=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul	Azul	Azul



### Papel termosensible “Carbon, sand”

Número del artículo	623P107=2	623P107=5	623P107=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Arena	Arena	Arena



### Papel termosensible “Carbon, raspberry red”

Número del artículo	623P89=2	623P89=5	623P89=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Rojo frambuesa	Rojo frambuesa	Rojo frambuesa



### Papel termosensible “Carbon, water blue”

Número del artículo	623P90=2	623P90=5	623P90=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Azul agua	Azul agua	Azul agua



### Papel termosensible “Carbon, heavy grey”

Número del artículo	623P74=2	623P74=5	623P74=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro




## Papel termosensible “Uni Skin Colour”

Número del artículo	623P96=2	623P96=5	623P96=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Color carne	Color carne	Color carne




## Papel termosensible “Uni black”

Número del artículo	623P95=2	623P95=5	623P95=10
Longitud	2 m	5 m	10 m
Anchura	75 cm	75 cm	75 cm
Color	Negro	Negro	Negro



# Colección Ottobock de diseños de encaje



## Diseño de encaje “Tabaluga”


Ejemplo de pedido: **número del artículo = anchura – color** (623S110=15-3)

Número del artículo	623S110=15-*	623S110=20-*
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Rojo (2), verde (3), azul (5), blanco (6)	



## Diseño de encaje “Giraffes, light green”

Número del artículo	623S50=15	623S50=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Verde claro	



## Diseño de encaje “Starry sky, blue”

Número del artículo	623S52=15	623S52=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Celeste	



## Diseño de encaje “Bears, red blue yellow”

Número del artículo	623S97=15	623S97=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Rojo-azul-amarillo	Rojo-azul-amarillo



## Diseño de encaje “On the Road”

Número del artículo	623S98=15	623S98=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Verde	Verde

## Diseño de encaje “Butterflies”

Número del artículo	623S101=15	623S101=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Lila	Lila




## Diseño de encaje “Stars, pink”

Número del artículo	623S60=15	623S60=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Rosa	Rosa



## Diseño de encaje “Bears, green purple orange”

Número del artículo	623S99=15	623S99=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Verde-lila-naranja	Verde-lila-naranja




## Diseño de encaje “Fox”

Número del artículo	623S106=15	623S106=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm



## Diseño de encaje “Bears, blue green grey”


Número del artículo	623S100=15	623S100=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul-verde-gris	Azul-verde-gris






### Diseño de encaje “Kaleidoscope, black red”

Número del artículo	623S92=15	623S92=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Negro-rojo	Negro-rojo



### Diseño de encaje “Kaleidoscope, black white”

Número del artículo	623S93=15	623S93=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Negro-blanco	Negro-blanco




### Diseño de encaje “Mandala, to colour it yourself”

Número del artículo	623S103=15	623S103=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Para colorear	Para colorear



### Diseño de encaje “Muscles, white black”

Número del artículo	623S94=15	623S94=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Blanco-negro	Blanco-negro




### Diseño de encaje “Faces”

Número del artículo	623S85=15	623S85=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm


## Diseño de encaje “Raindrops”

Número del artículo	623S87=15	623S87=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul	Azul



## Diseño de encaje “Concrete”

Número del artículo	623S88=15	623S88=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Gris	Gris



## Diseño de encaje “Camouflage Earth”

Número del artículo	623S86=15	623S86=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Verde	Verde



## Diseño de encaje “Mini Jeans”

Número del artículo	623S62=15	623S62=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul	Azul



## Diseño de encaje “Mega Jeans”


Número del artículo	623S61=15	623S61=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul	Azul





### Diseño de encaje “Modern Jeans”

Número del artículo	623S84=15	623S84=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul	Azul



### Diseño de encaje “Carbon, sand”

Número del artículo	623S107=15	623S107=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Arena	Arena



### Diseño de encaje “Carbon, raspberry red”

Número del artículo	623S89=15	623S89=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Rojo frambuesa	Rojo frambuesa



### Diseño de encaje “Carbon, water blue”

Número del artículo	623S90=15	623S90=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Azul agua	Azul agua



### Diseño de encaje “Carbon, heavy grey”

Número del artículo	623S74=15-7	623S74=20-7
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Gris oscuro	Gris oscuro


## Diseño de encaje “Uni Skin Colour”

Número del artículo	623S96=15	623S96=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Color carne	Color carne




## Diseño de encaje “Uni Black”

Número del artículo	623S95=15	623S95=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Negro	Negro




## Diseño de encaje “Ottobock, light blue”

Número del artículo	623S81=15	623S81=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Celeste	Celeste



## Diseño de encaje “Ottobock, green”

Número del artículo	623S82=15	623S82=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Verde	Verde



## Diseño de encaje “Ottobock, yellow”

Número del artículo	623S83=15	623S83=20
Longitud	1,5 m	1,5 m
Anchura	15 cm	20 cm
Color	Amarillo	Amarillo

