


# Aparato para la desinfección de espacios

Protección eficaz contra los gérmenes tan sólo apretando un botón –  
rápido, sencillo y certificable



Quality for life



- 1 Bastoncillos (N° de art. 640Z41) – para obtener una muestra de la pulverización y para verificar los resultados de la desinfección
- 2 Desinfectante (N°. de art. 640Z40) – biocida no contaminante y que no deja restos
- 3 Aparato para la desinfección de espacios (N° de art. 758E1)

# Su nuevo estándar higiénico al nivel de una consulta médica.

Con este aparato automático para la desinfección de espacios eliminará los agentes patógenos de su consulta y también un riesgo para la salud de su equipo y de sus clientes.

El 42% de las superficies de las instalaciones médicas presentan una cantidad muy elevada de gérmenes\*, aunque se las desinfecte a fondo a base de escoba y fregona.

Ahora puede eliminar este riesgo para su salud, la de sus empleados y la de sus clientes de manera eficaz, tan sólo apretando un botón. Este aparato portátil para la desinfección de espacios genera una fina niebla desinfectante que llega hasta los lugares más inaccesibles. El aparato desinfecta de manera automática, conforme a los ajustes que usted haya realizado – rápido, económico y seguro. Sin dejar restos ni residuos de sustancias tóxicas.

## Características y ventajas

### Aparato para la desinfección de espacios N° de art. 758E1:

- La movilidad del sistema permite una desinfección sencilla de todas las estancias.
- Desinfectante de amplio espectro a base de agua oxigenada actúa contra bacterias, hongos, esporas y virus, incluidos norovirus
- Limpieza también en los lugares más inaccesibles gracias a la niebla desinfectante
- Los iones de plata evitan el crecimiento de nuevas bacterias y ofrecen una protección duradera.
- Biocida no contaminante. No deja restos.
- Alta rentabilidad: nivel de higiene mayor y costes de personal mínimos.

## Datos técnicos del aparato para la desinfección

### Datos básicos

Volumen máximo desinfectable	270 m <sup>3</sup>
Consumo medio de desinfectante	2 ml / m <sup>3</sup>
Volumen del depósito	5 l
Compresor de aire seco, sin aceite	1,6 m <sup>3</sup> / h
Nivel de ruido	62 dB

### Conexión eléctrica

Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	350 W
Tensión	230 V
Peso	20 kg

### Dimensiones

Altura	800 mm
Anchura	390 mm
Fondo	300 mm

## Más información sobre el desinfectante

### Datos técnicos

#### Desinfectante de amplio espectro a base de agua oxigenada con complejo de plata

Volumen del bidón	5 l
Estado físico	Líquido
Olor	Característico
Valor pH a 20 °C	2 – 5
Color	Transparente
Caducidad	2 años
Espectro de acción	bacterias, hongos, esporas, virus, incl. norovirus
Biodegradable	99,99 %



\*Fuente: Instituto de Higiene Bionovis, ejemplo tomado de clínicas dentales

**Recomendado por**



Otto Bock HealthCare GmbH  
Max-Naeder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany  
T +49 5527 848-1706 · F +49 5527 72330  
export@ottobock.de · www.ottobock.com