


terrasensa

Placas de suelo con relieve

Para entrenar la marcha en condiciones similares a las del suelo natural, en su propio centro ortopédico



Quality for life

Placas de suelo terrasensa – ideales para la prueba de la prótesis y para la terapia

Un perfil irregular y variado: con las placas de suelo terrasensa trasladará el suelo natural a su centro ortopédico. Este suelo le permitirá adaptar óptimamente la prótesis y el encaje a los movimientos y necesidades de sus pacientes, ya desde la fase de ajuste. Durante la terapia, sus pacientes ganarán más seguridad de movimiento gracias a un entrenamiento sensoriomotor variado – paso a paso.

Puede combinar las placas terrasensa del modo que desee, según las necesidades, la finalidad de la terapia y las condiciones espaciales. Así podrá conseguir siempre nuevos suelos en los que poder simular condiciones de marcha similares a las cotidianas, pero en su propio centro ortopédico, bajo su supervisión competente y sin efecto de habituación.

Además, con el software para el análisis del movimiento "Dartfish" (no incluido en la entrega) podrá hacer visibles los avances de la terapia de sus pacientes. Registre los movimientos antes, durante y después de la terapia y muestre a sus pacientes los avances conseguidos sirviéndose de la grabación.

Características del producto placas de suelo terrasensa

Nº. de art. 752T1:

- Dimensiones por placa: 50 cm x 50 cm
- Peso por placa: 3,2 kg
- Material: 100% poliuretano
- Grado de dureza: aprox. 45 de Shore A
- Sin pérdida de función por su extrema resistencia al desgaste
- Antideslizante y amortiguadora: ningún peligro de lesión por piezas mecánicas
- Insensible a los productos de limpieza y a la humedad
- Dermatológicamente inofensiva
- Fabricada de forma no contaminante



Entrenamiento de la marcha y ejercicios terapéuticos tras la adaptación de una prótesis de antepié de silicona.