

# Ayuda para el moldeado de yeso de Ottobock

Su mano derecha en el tratamiento del yeso



Quality for life

# Moldear modelos de yeso en un abrir y cerrar de ojos

Con la ayuda para el moldeado de yeso, la elaboración de modelos de yeso se vuelve más fácil que nunca. Y es que esta novedad hace que resulte innecesario volver a tensar o tensar posteriormente el modelo de yeso. De esta forma se ahorrará un valioso tiempo de trabajo y maximizará la eficiencia del tratamiento.

## Y así es como funciona:

**1.** Se tensa la ayuda para el moldeado de yeso en el tornillo de banco.

**2.** Se fija el modelo de yeso en el dispositivo de sujeción.

**3.** Se inicia el tratamiento del modelo de yeso. Durante el moldeado se puede girar y reorientar la pieza en cualquier momento, de forma sencilla y con una sola mano.

Ya verá cómo con esta innovadora ayuda para el moldeado de yeso realizará tratamientos eficientes y rápidos de modelos de yeso. Las ventajas que obtendrá con ello son evidentes: optimizará su proceso de elaboración, se ahorrará tiempo y hará que su trabajo diario sea más sencillo.

## Características del producto

### Ayuda para el moldeado de yeso

N.º de art. 704G7

- Construcción robusta
- Fácil manejo
- Peso: 1,7 kg
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones (L x An x Al):  
119 mm x 55 mm x 130 mm
- Indicado para diámetros de tubo:  
16 mm, 21 mm, 26 mm, 36 mm

