

QuickFit Strap QuickFit Buckle

Besserer Sitz und Komfort einer Orthese im Handumdrehen



Die Kombination aus dem Gurt QuickFit Strap und dem Verschluss QuickFit Buckle eignet sich bestens für individuell verstellbare Orthesen und deren Herstellung. Sie bietet technologische Lösungen für einen besseren Sitz und mehr Komfort einer Orthese, da sie sich einfach und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse eines Anwenders einstellen lässt.

1 QuickFit Strap

Dank des BOA-Verschlusses werden Mikroanpassungen mit nur einer Hand möglich. Auf diese Weise können Anwender die Kompression oder den Halt der Orthese individuell beeinflussen. Der leichte und handliche Gurt bietet außerdem ein hohes Maß an Komfort.

2 QuickFit Buckle

Die magnetische Komponente sorgt für eine mühelose Verriegelung des Verschlusses. Leichtes und intuitives Öffnen mit einer Hand ist möglich.



Vorteile auf einen Blick

- Verschluss- und Verstellmechanismus für Orthesen
- Länge individuell kürzbar
- Magnetische Komponente stellt sicher, dass der Mechanismus mühelos ausgerichtet und verriegelt wird
- Mikrofeine Einstellungen können spontan vorgenommen werden
- Einfache Bedienung mit einer Hand durch Drehen der Spule
- Schnelles Öffnen und Schließen
- Robust und langlebig
- Leichtes Material
- Verschiedene Kombinationen von QuickFit Strap und QuickFit Buckle möglich

Technische Daten

514Z20 QuickFit Strap

Artikelnummer	Länge	Breite	Farbe
514Z20=25-7		ca. 25 mm	
514Z20=38-7	ca. 73 – 63 cm	ca. 38 mm	schwarz
514Z20=50-7		ca. 50 mm	

514Z21 QuickFit Buckle

Artikelnummer	Länge	Breite	Farbe
514Z21=25-7		ca. 25 mm	
514Z21=38-7	ca. 18 cm	ca. 38 mm	schwarz
514Z21=50-7		ca. 50 mm	

BOA® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BoaTechnology Inc.