


terrasensa Reliefbodenplatten

Gangsituationen wie auf Naturboden –
mitten in Ihrem Sanitätshaus



Quality for life

terrasensa Reliefbodenplatten – ideal für Prothesenanprobe und Therapie

Unebenheiten und ein abwechslungsreiches Profil: Mit den terrasensa Reliefbodenplatten holen Sie sich den Boden der Natur in Ihr Sanitätshaus. Dieser Untergrund ermöglicht es Ihnen, bereits bei der Anpassung Prothese und Schaft optimal auf die Bewegungsabläufe und Anforderungen Ihrer Kunden abzustimmen. Während der Therapie gewinnen Ihre Kunden durch ein vielfältiges sensomotorisches Training zusätzliche Bewegungssicherheit – Schritt für Schritt.

Die terrasensa Platten können Sie je nach Anforderungen, Therapiezielen und räumlichen Gegebenheiten immer wieder neu kombinieren. So schaffen Sie ständig neue Untergründe, auf denen Sie alltagsähnliche Gangsituationen simulieren können – mitten in Ihrem Sanitätshaus, unter Ihrer fachkundigen Aufsicht und ohne Gewöhnungseffekt.

Zusätzlich können Sie mit der Bewegungsanalysesoftware „Dartfish“ (nicht im Lieferumfang enthalten) die Therapiefortschritte Ihrer Kunden sichtbar machen. Zeichnen Sie die Bewegungsabläufe vor, während und nach der Therapie auf und zeigen Sie Ihren Kunden anhand der Mitschnitte die erzielten Erfolge.

Produktmerkmale **terrasensa Reliefbodenplatte** **Art.-Nr. 752T1:**

- Maße je Platte: 50 cm x 50 cm
- Gewicht je Platte: 3,2 kg
- Material: 100 % Polyurethan
- Härtegrad: ca. 45 Shore A
- Kein Funktionsverlust, da extrem verschleißfest
- Rutsicher und stoßdämpfend – keine mechanische Verletzungsgefahr
- Unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit
- Dermatologisch unbedenklich
- Umweltfreundlich hergestellt



Gangschulung und Therapieübungen nach dem Anpassen einer Silikon-Vorfußprothese.