

# Ottobock Gipsmodellierhilfe

Ihre rechte Hand bei der Bearbeitung von Gips



Quality for life

# Gipsmodelle im Handumdrehen bearbeiten

Mit der Gipsmodellierhilfe wird die Fertigung von Gipsmodellen einfacher als jemals zuvor. Denn diese Neuheit macht permanentes Um- und Neueinspannen des Gipsmodells überflüssig. So sparen Sie wertvolle Arbeitszeit und gestalten die Bearbeitung so effizient wie möglich.

## Und so funktioniert's:

1. Spannen Sie die Gipsmodellierhilfe in den Schraubstock ein.
2. Fixieren Sie das Gipsmodell in der Klemmvorrichtung.
3. Beginnen Sie mit der Bearbeitung des Gipsmodells. Während des Modellierens können Sie das Werkstück jederzeit drehen und neu ausrichten – einfach und mit nur einer Hand.

Mit dieser innovativen Gipsmodellierhilfe bearbeiten Sie Gipsmodelle effizient und schnell. Die Vorteile, die Ihnen dadurch entstehen, liegen auf der Hand: Sie optimieren Ihren Fertigungsprozess, sparen Zeit und erleichtern sich die tägliche Arbeit.

## Produktmerkmale Gipsmodellierhilfe Art.-Nr. 704G7

- Robuste Bauweise
- Einfache Bedienung
- Gewicht: 1,4 kg
- Material: Niro-Edelstahl
- Abmessungen L x B x H:  
119 mm x 55 mm x 130 mm
- 4 Aufnahmen mit den Durchmessern  
16 mm, 21 mm, 26 mm und 36 mm

