

# ComforTex

Innovative Polstermaterialien



Quality for life



## ComforTex Innovative Polstermaterialien

Artikelname	ComforTex soft	ComforTex smooth	ComforTex grippy	ComforTex air
<b>Artikelnummer</b>	623F109	623F110	623F112	623F62
<b>Chemische Zusammensetzung</b>	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid
<b>1. Seite</b>				
<b>Klettfähig 1. Seite</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Chemische Zusammensetzung 2. Seite</b>	16% Elasthan 84% Polyamid	80% Polyamid 20% Elasthan	84% Polyamid 16% Elasthan	100 % Polyester
<b>2. Seite</b>				
<b>Klettfähig 2. Seite</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Einsatzgebiet</b>	Zur Polsterung in der Orthetik	Zur Polsterung in der Orthetik	Zur Polsterung in der Orthetik	Zur Polsterung in der Orthetik
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders weiche Oberfläche</li> <li>• Sehr hohe Polster-eigenschaften</li> <li>• Hohes Rückstellvermögen</li> <li>• Sehr hoher Tragekomfort</li> <li>• Individuelle Formgebung möglich</li> <li>• HF- und Ultraschall-verschweißbar</li> <li>• 30°C Schonwaschgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders glatte Oberfläche</li> <li>• Sehr hohe Polster-eigenschaften</li> <li>• Hohes Rückstellvermögen</li> <li>• Sehr hoher Tragekomfort</li> <li>• Individuelle Formgebung möglich</li> <li>• HF- und Ultraschall-verschweißbar</li> <li>• 30°C Schonwaschgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutschhemmend in Strichrichtung durch spezielle Stricktechnik</li> <li>• Sehr hohe Polster-eigenschaften</li> <li>• Hohes Rückstellvermögen</li> <li>• Sehr hoher Tragekomfort</li> <li>• Individuelle Formgebung möglich</li> <li>• HF- und Ultraschall-verschweißbar</li> <li>• 30°C Schonwaschgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftdurchlässig</li> <li>• Hohe Polstereigenschaften</li> <li>• Hohes Rückstellvermögen</li> <li>• Hoher Tragekomfort</li> <li>• Individuelle Formgebung möglich</li> <li>• 30°C Schonwaschgang</li> </ul>

• ComforTex soft  
623F109

• ComforTex smooth  
623F110

• ComforTex grippy  
623F112

• ComforTex air  
623F62

## Bestellinformation

### 623F109 ComforTex soft, 623F110 ComforTex smooth, 623F112 ComforTex grippy, 623F62 ComforTex air

Artikelnummer	623F*=1-7	623F*=2-7	623F*=5-7
Länge	1 m	2 m	5 m
Breite	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Stärke	4 mm	4 mm	4 mm
Farbe	schwarz/schwarz (7)	schwarz/schwarz (7)	schwarz/schwarz (7)

\* gilt für alle ComforTex-Materialien

