

Gipsdosiergerät

Innovatives Dosierungsverfahren
schont Ihre Ressourcen



Quality for life

Ein Unternehmen der Ottobock Gruppe

jos america

Gipsdosiergerät

Vorbei die Zeiten, in denen Gipsmischungen in orthopädischen Fachbetrieben per Hand und auf Basis von Schätzwerten hergestellt wurden.

Mit dem Gipsdosiergerät 701Z150 haben wir eine innovative Technologie entwickelt, die die exakte und kostensparende Dosierung von Gips und Wasser auf der Grundlage von drei vorprogrammierbaren Mischungsverhältnissen erlaubt. Anwenderfreundlich und mit einem mehrsprachigen Display ausgestattet, erleichtert das Gerät nicht nur das Mischen der exakt ermittelten Menge von Gips und Wasser, sondern reduziert auch die Entwicklung von aufsteigendem Gipsstaub.

Das Gipsdosiergerät auf einen Blick:

- Gleichbleibend hohe Gipsqualität
- Zeitersparnis für Ihren Betrieb
- Keine Materialverschwendung durch Fehldosierung
- 4-sprachiges Touchscreen-Display
- Abmessungen B x T x H
750 mm x 1.655 mm x 1.270 mm
- Elektroanschluss in V/Hz/kW 3 x 400/50–60/0,3

