

# 749F16 Set Silikon-Schleifkegel



Die Ottobock Silikon-Schleifkegel stellen einen neuen Standard in der Endbearbeitung von Prothesenschäften oder Orthesen aus thermoplastischen Kunststoffen dar. Das Polieren bzw. Abrunden der Kanten gelingt sehr einfach und sauber. Das bedeutet ein Höchstmaß an Komfort für den Anwender.

Ein Set der Silikon-Schleifkegel beinhaltet 4 verschiedene Formen für die bestmögliche Anwendung im Arbeitsprozess:

- 1 Konisch mit schmalen Kopf
- 2 Konisch
- 3 Rund und zylinderförmig
- 4 Rund und zylinderförmig mit Rillen

Kennzeichen	749F16=	5/8	M16
Gewinde		5/8"	M16