



Elektronische Beständigkeit der Diosol-Desinfektionsmittel in Kombination mit dem DiosolGenerator

(Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel wahlweise mit und ohne Silberionen)

	Diosol 3	Diosol 6	Diosol 8	Diosol 12	Diosol 19
Defibrillatoren	+	+	+	+	+
Sauerstoff-Flaschen & Spezial-Elektroniken in Rettungsfahrzeugen (RTW, ITW, NEF, Feuerwehr)*	+	+	+	+	+
Hydraulik/Pneumatik für Tragetische in Rettungsfahrzeugen*	+	+	+	+	+
Beatmungsgeräte	+	+	+	+	+
Funkgeräte	+	+	+	+	+
PKW Radios	+	+	+	+	+
PC's (inkl. Laptops, Netbooks, TouchScreen-Elemente etc.)	+	+	+	+	+
Handys + Pads	+	+	+	+	+
Künstliche Bein-Prothesen inkl. Mikro-Chip (C-Legs)	+	+	+	+	+
Produktions- und Abfüllanlagen	+	+	+	+	+
Verpackungsanlagen der Lebensmittelherstellung	+	+	+	+	+
Eingriffsräume	+	+	+	+	+
Reinräume inkl. elektronisches Equipment (A-F)	+	+	+	+	+
Labore inkl. elektronischer Ausstattung (S1-S4)	+	+	+	+	+
Sicherheitswerkbänke mit HEPA-Filter	+	+	+	+	+
Elektrische Inkubatoren	+	+	+	+	+
Isolatoren und Schleusensysteme in der Versuchstierkunde	+	+	+	+	+

Legende:

- + Produkt geeignet
- o Produkt bedingt geeignet
- Produkt nicht geeignet
- * gemäß DIN EN 1789