

QuickFit Strap QuickFit Buckle

Améliorer le maintien et le confort d'une orthèse en quelques gestes


L'utilisation combinée de la sangle QuickFit Strap et de la boucle QuickFit Buckle convient parfaitement aux orthèses permettant un ajustement individuel et à leur fabrication. Ces deux produits proposent des solutions technologiques qui améliorent le maintien d'une orthèse et apportent plus de confort. Ils peuvent, en effet, être facilement ajustés pour répondre aux besoins individuels de leur utilisateur.

1 QuickFit Strap

La fermeture BOA permet d'effectuer des micro-ajustements avec une seule main. Les utilisateurs peuvent ainsi influencer la compression ou le maintien de l'orthèse en fonction de leurs besoins individuels. La sangle, légère et facilement maniable, offre également un confort élevé.

2 QuickFit Buckle

Le composant magnétique permet de verrouiller sans effort la fermeture. L'ouverture s'effectue simplement et intuitivement avec une seule main.



Aperçu des avantages

- Mécanisme de fermeture et de réglage pour orthèses
- La longueur peut être raccourcie en fonction des besoins individuels
- Grâce au composant magnétique, le mécanisme peut être aisément positionné et verrouillé
- Des réglages très précis peuvent être spontanément effectués
- Facile à utiliser : rotation de la bobine avec une main
- Ouverture et fermeture rapides
- Robustesse et longue durée de vie
- Matériau léger
- Différentes combinaisons de QuickFit Strap et QuickFit Buckle sont possibles

Caractéristiques techniques

514Z20 QuickFit Strap

Référence	Longueur	Largeur	Coloris
514Z20=25-7		env. 25 mm	
514Z20=38-7	env. 73 – 63 cm	env. 38 mm	Noir
514Z20=50-7		env. 50 mm	

514Z21 QuickFit Buckle

Référence	Longueur	Largeur	Coloris
514Z21=25-7		env. 25 mm	
514Z21=38-7	env. 18 cm	env. 38 mm	Noir
514Z21=50-7		env. 50 mm	

BOA® est une marque déposée de Boa Technology Inc.