

# Collection Ottobock de papiers thermosensibles et de tissus décoratifs pour emboîture

Pour une touche personnelle

Quality for life



# Laissez-vous inspirer par notre galerie de photos.

Les papiers thermosensibles et tissus décoratifs pour emboîture permettent de concevoir les surfaces avec de nouveaux motifs. Ils conviennent à de nombreuses utilisations en orthopédie (prothèses, orthèses). Les tissus décoratifs pour emboîture permettent une coloration personnalisée dans le cadre du processus de stratification. Avec nos papiers thermosensibles, les matières plastiques telles que ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C et ThermoLyn PP-H peuvent être travaillées et leur apparence mise en valeur.

Ottobock offre une collection variée avec différents motifs et couleurs. Pour l'utilisation, aucun dispositif supplémentaire dans l'atelier ni connaissances spécifiques ne sont requis.

Dans cette information produit, vous trouverez des variantes de motifs, couleurs et designs qui vous aideront à réaliser pour votre patient un dispositif qu'il portera non seulement avec plaisir, mais qu'il montrera également volontiers.

## Consignes de mise en œuvre



Chauffez la matière plastique jusqu'à ce qu'elle devienne entièrement transparente.



Posez la découpe du papier thermosensible en orientant le motif vers le bas sur la découpe et lissez soigneusement le papier thermosensible du milieu vers l'extérieur.



Retirez le papier thermosensible de la matière plastique au bout de 20 secondes.

### Aperçu des avantages


- ▶ Les papiers thermosensibles Ottobock : pour une coloration personnalisée de matières plastiques comme ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C et ThermoLyn PP-H.
- ▶ Papier respectueux de l'environnement et résistant à la déchirure
- ▶ Tissus décoratifs pour emboîture Ottobock : pour une coloration personnalisée dans le cadre du processus de stratification
- ▶ Produit sous forme de rouleau à l'efficacité avérée

- ▶ Grand choix de designs pour modifier l'aspect extérieur des prothèses et des orthèses et ainsi les adapter aux goûts du patient.
- ▶ Aucun dispositif supplémentaire dans l'atelier ni connaissances spécifiques ne sont requis.

Veillez tenir compte du fait que les couleurs présentées dans cette information produit ne sont pas obligatoirement identiques aux teintes réelles.

### Documentation disponible

Référence	Description
646D696=EN	Information produit Finitions
646M70=ALL_INT	Échantillonneur Designs de papiers thermosensibles et de tissus décoratifs pour emboîture
623P200=1	Échantillonneur Papiers thermosensibles
623S200=1	Échantillonneur Tissus décoratifs pour emboîture



Posez le tissu décoratif sur le modèle de l'emboîture en orientant le motif vers le côté intérieur. Tendez le tissu décoratif avec une main et reportez au crayon le contour de l'emboîture. N'utilisez pas de marqueur permanent, ni de stylo à bille, etc., car ceux-ci peuvent altérer la couleur pendant la stratification.




Cousez le tissu décoratif avec une réduction de 5 mm à l'intérieur du tracé. Laissez effiler la couture distale. Ainsi, la couture apparaît seulement sur le côté médial. Découpez le tissu décoratif à l'aide de ciseaux à 2 mm max. le long du côté extérieur de la couture.



Retournez le tissu décoratif en orientant le motif vers l'extérieur et posez-le sur le modèle d'emboîture. Placez la couture à un endroit moins important de l'emboîture (p. ex. du côté médial).

# Collection Ottobock de papiers thermosensibles



## Papier thermosensible « Tabaluga »


Exemple de commande : **référence = longueur - couleur** (623P110=2-5)

Référence	623P110=2-*	623P110=5-*
Longueur	2 m	5 m
Largeur	75 cm	75 cm
Couleur	Rouge (2), vert (3), bleu (5), blanc (6)	



## Papier thermosensible « Giraffes, light green »

Référence	623P50=2	623P50=5	623P50=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Vert clair	Vert clair	Vert clair



## Papier thermosensible « Starry sky, blue »

Référence	623P52=2	623P52=5	623P52=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair



## Papier thermosensible « Bears, red blue yellow »

Référence	623P97=2	623P97=5	623P97=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Rouge-bleu-jaune	Rouge-bleu-jaune	Rouge-bleu-jaune



## Papier thermosensible « On the Road »

Référence	623P98=2	623P98=5	623P98=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Vert	Vert	Vert




## Papier thermosensible « Butterflies »

Référence	623P101=2	623P101=5	623P101=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Mauve	Mauve	Mauve



## Papier thermosensible « Stars, pink »

Référence	623P60=2	623P60=5	623P60=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Rose	Rose	Rose



## Papier thermosensible « Bears, green purple orange »

Référence	623P99=2	623P99=5	623P99=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Vert-mauve-orange	Vert-mauve-orange	Vert-mauve-orange




## Papier thermosensible « Fox »

Référence	623P106=2	623P106=5	623P106=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm



## Papier thermosensible « Bears, blue green grey »


Référence	623P100=2	623P100=5	623P100=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu-vert-gris	Bleu-vert-gris	Bleu-vert-gris






### Papier thermosensible « Kaléidoscope, black red »

Référence	623P92=2	623P92=5	623P92=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Noir-rouge	Noir-rouge	Noir-rouge



### Papier thermosensible « Kaléidoscope, black white »

Référence	623P93=2	623P93=5	623P93=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Noir et blanc	Noir et blanc	Noir et blanc



### Papier thermosensible « Mandala, to colour it yourself »

Référence	623P103=2	623P103=5	623P103=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	À colorier	À colorier	À colorier



### Papier thermosensible « Muscles, white black »

Référence	623P94=2	623P94=5	623P94=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Blanc-noir	Blanc-noir	Blanc-noir



### Papier thermosensible « Faces »

Référence	623P85=2	623P85=5	623P85=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm


## Papier thermosensible « Raindrops »

Référence	623P87=2	623P87=5	623P87=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu



## Papier thermosensible « Concrete »

Référence	623P88=2	623P88=5	623P88=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Gris	Gris	Gris



## Papier thermosensible « Camouflage Earth »

Référence	623P86=2	623P86=5	623P86=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Vert	Vert	Vert



## Papier thermosensible « Mini Jeans »

Référence	623P62=2	623P62=5	623P62=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu



## Papier thermosensible « Mega Jeans »

Référence	623P61=2	623P61=5	623P61=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu








### Papier thermosensible « Modern Jeans »

Référence	623P84=2	623P84=5	623P84=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu



### Papier thermosensible « Carbon, sand »

Référence	623P107=2	623P107=5	623P107=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Sable	Sable	Sable



### Papier thermosensible « Carbon, raspberry red »

Référence	623P89=2	623P89=5	623P89=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Rouge framboise	Rouge framboise	Rouge framboise



### Papier thermosensible « Carbon, water blue »

Référence	623P90=2	623P90=5	623P90=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Bleu d'eau	Bleu d'eau	Bleu d'eau



### Papier thermosensible « Carbon, heavy grey »

Référence	623P74=2	623P74=5	623P74=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé




## Papier thermosensible « Uni Skin Colour »

Référence	623P96=2	623P96=5	623P96=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair




## Papier thermosensible « Uni Black »

Référence	623P95=2	623P95=5	623P95=10
Longueur	2 m	5 m	10 m
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Couleur	Noir	Noir	Noir



# Collection de tissus décoratifs pour emboîture Ottobock



## Tissu décoratif pour emboîture « Tabaluga »


Exemple de commande : **référence = longueur – couleur** (623S110=15-3)

Référence	623S110=15*	623S110=20*
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Rouge (2), vert (3), bleu (5), blanc (6)	



## Tissu décoratif pour emboîture « Giraffes, light green »

Référence	623S50=15	623S50=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Vert clair	Vert clair



## Tissu décoratif pour emboîture « Starry sky, blue »

Référence	623S52=15	623S52=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu clair	Bleu clair



## Tissu décoratif pour emboîture « Bears, red blue yellow »

Référence	623S97=15	623S97=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Rouge-bleu-jaune	Rouge-bleu-jaune




## Tissu décoratif pour emboîture « On the Road »

Référence	623S98=15	623S98=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Vert	Vert


## Tissu décoratif pour emboîture « Butterflies »

Référence	623S101=15	623S101=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Mauve	Mauve




## Tissu décoratif pour emboîture « Stars, pink »

Référence	623S60=15	623S60=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Rose	Rose



## Tissu décoratif pour emboîture « Bears, green purple orange »

Référence	623S99=15	623S99=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Vert-mauve-orange	Vert-mauve-orange




## Tissu décoratif pour emboîture « Fox »

Référence	623S106=15	623S106=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm



## Tissu décoratif pour emboîture « Bears, blue green grey »

Référence	623S100=15	623S100=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu-vert-gris	Bleu-vert-gris









### Tissu décoratif pour emboîture « Kaléidoscope, black red »

Référence	623S92=15	623S92=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Noir-rouge	Noir-rouge



### Tissu décoratif pour emboîture « Kaléidoscope, black white »

Référence	623S93=15	623S93=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Noir et blanc	Noir et blanc



### Tissu décoratif pour emboîture « Mandala, to colour it yourself »

Référence	623S103=15	623S103=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	À colorier	À colorier



### Tissu décoratif pour emboîture « Muscles, white black »

Référence	623S94=15	623S94=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Blanc-noir	Blanc-noir



### Tissu décoratif pour emboîture « Faces »

Référence	623S85=15	623S85=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm


## Tissu décoratif pour emboîture « Raindrops »

Référence	623S87=15	623S87=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu	Bleu



## Tissu décoratif pour emboîture « Concrete »

Référence	623S88=15	623S88=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Gris	Gris



## Tissu décoratif pour emboîture « Camouflage Earth »

Référence	623S86=15	623S86=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Vert	Vert



## Tissu décoratif pour emboîture « Mini Jeans »

Référence	623S62=15	623S62=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu	Bleu



## Tissu décoratif pour emboîture « Mega Jeans »


Référence	623S61=15	623S61=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu	Bleu





### Tissu décoratif pour emboîture « Modern Jeans »

Référence	623S84=15	623S84=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu	Bleu



### Tissu décoratif pour emboîture « Carbon, sand »

Référence	623S107=15	623S107=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Sable	Sable



### Tissu décoratif pour emboîture « Carbon, raspberry red »

Référence	623S89=15	623S89=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Rouge framboise	Rouge framboise



### Tissu décoratif pour emboîture « Carbon, water blue »

Référence	623S90=15	623S90=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu d'eau	Bleu d'eau



### Tissu décoratif pour emboîture « Carbon, heavy grey »

Référence	623S74=15-7	623S74=20-7
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Gris foncé	Gris foncé




## Tissu décoratif pour emboîture « Uni Skin Colour »

Référence	623S96=15	623S96=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Couleur chair	Couleur chair




## Tissu décoratif pour emboîture « Uni Black »

Référence	623S95=15	623S95=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Noir	Noir




## Tissu décoratif pour emboîture « Ottobock, light blue »

Référence	623S81=15	623S81=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Bleu clair	Bleu clair



## Tissu décoratif pour emboîture « Ottobock, green »

Référence	623S82=15	623S82=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Vert	Vert



## Tissu décoratif pour emboîture « Ottobock, yellow »

Référence	623S83=15	623S83=20
Longueur	1,5 m	1,5 m
Largeur	15 cm	20 cm
Couleur	Jaune	Jaune

