

# Aide au modelage du plâtre Ottobock

Votre bras droit pour le façonnage du plâtre



Quality for life

# Modelage de modèles en plâtre en un tour de main

Grâce à l'aide au modelage du plâtre, la fabrication de modèles en plâtre n'a jamais été aussi facile. En effet, cette nouveauté permet d'éviter les changements de serrage ou resserrages permanents du modèle en plâtre. Vous gagnez ainsi du temps précieux et votre travail devient aussi efficace que possible.

## **Voici le principe de fonctionnement :**

- 1.** Serrez l'aide au modelage du plâtre dans l'étau de montage.
- 2.** Fixez le modèle en plâtre dans le dispositif de serrage.
- 3.** Commencez la réalisation du modèle en plâtre. Pendant le modelage, il vous est possible de tourner et réorienter la pièce à tout moment, et ce, en toute simplicité et avec une seule main.

Résultat : cette aide au modelage du plâtre innovante vous permet de confectionner des modèles en plâtre de manière efficace et rapide. Les avantages sont évidents : vous optimisez votre processus de fabrication, économisez du temps et vous facilitez le travail au quotidien.

## **Caractéristiques de l'aide au modelage du plâtre (réf. 704G7)**

- Robuste
- Facile à utiliser
- Poids : 1,7 kg
- Matériau : acier inoxydable
- Dimensions L x l x H :  
119 mm x 55 mm x 130 mm
- Quatre logements d'un diamètre de  
16 mm, 21 mm, 26 mm, 36 mm

