

**ottobock.**

# Appareil de dosage du plâtre

Un dosage innovant  
préserve vos ressources



Quality for life

Une entreprise du groupe Ottobock

**jos america**

# Appareil de dosage du plâtre

Finie l'époque où dans les ateliers orthopédiques, les mélanges de plâtre étaient réalisés à la main sur la base de valeurs estimatives.

Avec l'appareil de dosage du plâtre 701Z150, nous avons conçu une technologie innovante qui permet le dosage précis et économique de plâtre et d'eau sur la base de trois rapports de mélange pré-programmables. Convivial et équipé d'un écran multilingue, l'appareil facilite non seulement le mélange de la quantité précise de plâtre et d'eau, mais réduit également la formation de poussière de plâtre ascendante.

## L'appareil de dosage du plâtre en un coup d'œil :

- Qualité du plâtre bonne et constante
- Gain de temps pour votre atelier
- Pas de gaspillage de matière dû à un dosage erroné
- Écran tactile en 4 langues
- Dimensions l x P x H  
750 mm x 1 655 mm x 1 270 mm
- Raccordement électrique en V/Hz/kW:  
3 x 400/50-60/0,3

Panneau de commande  
(en option sur le côté gauche)

Écran tactile avec rapports  
de mélange programmables

Prise de contact de sécurité

Support pour  
mélangeur de plâtre

Bord cranté pour ouvrir  
les sacs de plâtre

Réservoir de plâtre  
(volume 175 L)

Alimentation d'eau

Rallonge optionnelle

Grille de collecte