

749F16

Kit de cônes abrasifs en silicone



Avec ses cônes abrasifs en silicone, Ottobock franchit une nouvelle étape dans l'usinage de finition des emboîtures de prothèses et des orthèses en matières thermoplastiques. Les angles peuvent être lissés et arrondis très facilement et proprement. Ce qui garantit un confort maximum pour l'utilisateur.

Un kit de cônes abrasifs en silicone comprend 4 formes différentes pour une utilisation pratique optimale :

- 1 Conique à tête mince
- 2 Conique
- 3 Rond et cylindrique
- 4 Rond et cylindrique avec rainures

Référence	749F16=	5/8	M16
Filet		5/8"	M16