

# QuickFit Strap QuickFit Buckle

In een handomdraai een beter zittende en comfortabelere orthese


De combinatie van de riem QuickFit Strap en de sluiting QuickFit Buckle is uitstekend geschikt voor individueel verstelbare orthesen en het maken ervan. Het biedt technologische oplossingen voor een betere pasvorm en meer comfort bij een orthese, doordat het gemakkelijk en geheel individueel kan worden ingesteld aan de hand van de behoeften van de gebruiker.

## 1 QuickFit Strap

Dankzij de BOA-sluiting kunnen kleine aanpassingen met slechts één hand worden gedaan. Op deze manier kan de gebruiker de compressie of de grip van de orthese zelf beïnvloeden. De lichte en handige riem is bovendien zeer comfortabel.

## 2 QuickFit Buckle

De magnetische component zorgt voor een probleemloze vergrendeling van de sluiting. Hij kan eenvoudig en intuïtief met één hand worden geopend.



### Alle voordelen in een oogopslag

- Sluit- en verstelmechanisme voor orthesen
- Lengte individueel in te korten
- De magnetische component zorgt ervoor dat het mechanisme moeiteloos correct geplaatst en vergrendeld wordt
- Zeer fijne instellingen kunnen spontaan worden gemaakt
- Eenvoudige bediening met één hand door aan de spoel te draaien
- Snel openen en sluiten
- Robuust en duurzaam
- Licht materiaal
- Verschillende combinaties van QuickFit Strap en QuickFit Buckle zijn mogelijk

### Technische gegevens

#### 514Z20 QuickFit Strap

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Kleur
514Z20=25-7		ca. 25 mm	
514Z20=38-7	ca. 73 – 63 cm	ca. 38 mm	zwart
514Z20=50-7		ca. 50 mm	

#### 514Z21 QuickFit Buckle

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Kleur
514Z21=25-7		ca. 25 mm	
514Z21=38-7	ca. 18 cm	ca. 38 mm	zwart
514Z21=50-7		ca. 50 mm	

BOA® is een geregistreerd handelsmerk van Boa Technology Inc.