

# Ottobock collectie thermisch papier en kokerdecoraties

Een stuk individualiteit

Quality for life



# Laat u inspireren!

Thermisch papier en kokerdecoraties bieden de mogelijkheid om oppervlakken een nieuw design te geven. Ze zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen in de orthopedietechniek (orthetiek, prothetiek). De kokerdecoraties maken het mogelijk om kokers bij gebruik van de lamineertechniek een individueel kleurontwerp te geven. Met ons thermische papier kunnen kunststoffen zoals ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C en ThermoLyn PP-H worden vormgegeven en kunnen deze tot aantrekkelijke blikvangers worden gemaakt.

Ottobock heeft een gevarieerde collectie met verschillende dessins en kleuren. Voor het gebruik is geen extra werkplaatsuitrusting of speciale vak-kennis nodig.

In deze productinformatie vindt u dessins, kleuren en designvarianten die u helpen om voor uw patiënt een hulpmiddel te vervaardigen dat hij niet alleen graag draagt, maar ook graag laat zien.

## Werkinstructies



Verwarm het kunststofmateriaal totdat het volledig transparant is geworden.



Leg het op maat gesneden thermische papier met het design naar beneden op het bijgesneden materiaal en strijk het thermische papier vanuit het midden naar buiten zorgvuldig glad.



Trek het thermische papier na 20 seconden los van het materiaal.

### Alle voordelen in een oogopslag


- Ottobock thermisch papier: om kunststoffen zoals ThermoLyn PE 200, ThermoLyn PP-C en ThermoLyn PP-H een individueel kleurontwerp te geven
- Milieuvriendelijk en scheurvast papier
- Ottobock kokerdecoraties: voor een individueel kleurontwerp bij gebruik van de lamineertechniek
- Beproefde rondgebreide stof
- Grote keuze aan dessins om prothesen en orthesen een ander aanzien te geven en aan te passen aan de smaak van de patiënt

- Geen extra werkplaatsuitrusting of speciale vakkennis nodig

Houd er rekening mee dat de kleuren zoals deze zijn afgebeeld in deze productinformatie niet precies overeen hoeven te komen met de kleuren zoals deze er in werkelijkheid uitzien.

### Beschikbaar informatiemateriaal

Artikelnummer	Omschrijving
646D696=EN	Productinformatie verfraaiing
646M70=ALL_INT	Stalenmap dessins thermisch papier en kokerdecoraties
623P200=1	Stalenrol thermisch papier
623S200=1	Stalenrol kokerdecoraties



Trek de decoratiestof over het kokermodel met het dessin naar binnen. Span de decoratiestof met één hand voor en breng de contour van de koker met een potlood over. Gebruik geen permanente marker, balpen, enz. omdat dit leidt tot verkleuring tijdens het lamineren.




Hecht de decoratiestof 5 mm binnen de markering af. Laat de distale naad spits toelopen. Hierdoor is de naad alleen aan de mediale kant zichtbaar. Knip de decoratiestof op maximaal 2 mm van de naad aan de buitenkant van de naad af.



Draai de decoratiestof met het dessin naar buiten en trek de stof over het kokermodel. Zorg ervoor dat de naad op een minder opvallende plek op de koker komt te zitten (bijv. mediaal).

# Ottobock collectie thermisch papier



## Thermisch papier "Tabaluga"


Bestelvoorbeeld: **artikelnummer = lengte – kleur** (623P110=2-5)

Artikelnummer	623P110=2-*	623P110=5-*
Lengte	2 m	5 m
Breedte	75 cm	75 cm
Kleur	rood (2), groen (3), blauw (5), wit (6)	



## Thermisch papier "Giraffes, light green"

Artikelnummer	623P50=2	623P50=5	623P50=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	lichtgroen	lichtgroen	lichtgroen



## Thermisch papier "Starry Sky, blue"

Artikelnummer	623P52=2	623P52=5	623P52=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	lichtblauw	lichtblauw	lichtblauw



## Thermisch papier "Bears, red blue yellow"

Artikelnummer	623P97=2	623P97=5	623P97=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	rood-blauw-geel	rood-blauw-geel	rood-blauw-geel



## Thermisch papier "On the Road"

Artikelnummer	623P98=2	623P98=5	623P98=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	groen	groen	groen


## Thermisch papier “Butterflies”

Artikelnummer	623P101=2	623P101=5	623P101=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	lila	lila	lila



## Thermisch papier “Stars, pink”

Artikelnummer	623P60=2	623P60=5	623P60=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	roze	roze	roze



## Thermisch papier “Bears, green purple orange”

Artikelnummer	623P99=2	623P99=5	623P99=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	groen-lila-oranje	groen-lila-oranje	groen-lila-oranje




## Thermisch papier “Fox”

Artikelnummer	623P106=2	623P106=5	623P106=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm



## Thermisch papier “Bears, blue green grey”


Artikelnummer	623P100=2	623P100=5	623P100=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	blauw-groen-grijs	blauw-groen-grijs	blauw-groen-grijs






### Thermisch papier “Kaleidoscope, black red”

Artikelnummer	623P92=2	623P92=5	623P92=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	zwart-rood	zwart-rood	zwart-rood



### Thermisch papier “Kaleidoscope, black white”

Artikelnummer	623P93=2	623P93=5	623P93=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	zwart-wit	zwart-wit	zwart-wit



### Thermisch papier “Mandala, to colour it yourself”

Artikelnummer	623P103=2	623P103=5	623P103=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	om zelf te kleuren	om zelf te kleuren	om zelf te kleuren



### Thermisch papier “Muscles, white black”

Artikelnummer	623P94=2	623P94=5	623P94=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	wit-zwart	wit-zwart	wit-zwart



### Thermisch papier “Faces”

Artikelnummer	623P85=2	623P85=5	623P85=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm


## Thermisch papier “Raindrops”

Artikelnummer	623P87=2	623P87=5	623P87=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	blauw	blauw	blauw



## Thermisch papier “Concrete”

Artikelnummer	623P88=2	623P88=5	623P88=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	grijs	grijs	grijs



## Thermisch papier “Camouflage Earth”

Artikelnummer	623P86=2	623P86=5	623P86=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	groen	groen	groen



## Thermisch papier “Mini Jeans”

Artikelnummer	623P62=2	623P62=5	623P62=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	blauw	blauw	blauw



## Thermisch papier “Mega Jeans”


Artikelnummer	623P61=2	623P61=5	623P61=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	blauw	blauw	blauw





### Thermisch papier “Modern Jeans”

Artikelnummer	623P84=2	623P84=5	623P84=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	blauw	blauw	blauw



### Thermisch papier “Carbon, sand”

Artikelnummer	623P107=2	623P107=5	623P107=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	zand	zand	zand



### Thermisch papier “Carbon, raspberry red”

Artikelnummer	623P89=2	623P89=5	623P89=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	framboosrood	framboosrood	framboosrood



### Thermisch papier “Carbon, water blue”

Artikelnummer	623P90=2	623P90=5	623P90=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	waterblauw	waterblauw	waterblauw



### Thermisch papier “Carbon, heavy grey”

Artikelnummer	623P74=2	623P74=5	623P74=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs




## Thermisch papier “Uni Skin Colour”

Artikelnummer	623P96=2	623P96=5	623P96=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	huidkleur	huidkleur	huidkleur




## Thermisch papier “Uni Black”

Artikelnummer	623P95=2	623P95=5	623P95=10
Lengte	2 m	5 m	10 m
Breedte	75 cm	75 cm	75 cm
Kleur	zwart	zwart	zwart



# Ottobock collectie kokerdecoraties



## Kokerdecoratie “Tabaluga”


Bestelvoorbeeld: **artikelnummer = lengte – kleur** (623S110=15-3)

Artikelnummer	623S110=15-*	623S110=20-*
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	rood (2), groen (3), blauw (5), wit (6)	



## Kokerdecoratie “Giraffes, light green”

Artikelnummer	623S50=15	623S50=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	lichtgroen	



## Kokerdecoratie “Starry sky, blue”

Artikelnummer	623S52=15	623S52=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	lichtblauw	



## Kokerdecoratie “Bears, red blue yellow”

Artikelnummer	623S97=15	623S97=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	rood-blauw-geel	



## Kokerdecoratie “On the Road”

Artikelnummer	623S98=15	623S98=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	groen	


## Kokerdecoratie “Butterflies”

Artikelnummer	623S101=15	623S101=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	lila	lila



## Kokerdecoratie “Stars, pink”

Artikelnummer	623S60=15	623S60=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	roze	roze



## Kokerdecoratie “Bears, green purple orange”

Artikelnummer	623S99=15	623S99=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	groen-lila-oranje	groen-lila-oranje



## Kokerdecoratie “Fox”

Artikelnummer	623S106=15	623S106=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm



## Kokerdecoratie “Bears, blue green grey”


Artikelnummer	623S100=15	623S100=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	blauw-groen-grijs	blauw-groen-grijs






### Kokerdecoratie "Kaleidoscope, black red"

Artikelnummer	623S92=15	623S92=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	zwart-rood	zwart-rood



### Kokerdecoratie "Kaleidoscope, black white"

Artikelnummer	623S93=15	623S93=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	zwart-wit	zwart-wit



### Kokerdecoratie "Mandala, to colour it yourself"

Artikelnummer	623S103=15	623S103=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	om zelf te kleuren	om zelf te kleuren



### Kokerdecoratie "Muscles, white black"

Artikelnummer	623S94=15	623S94=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	wit-zwart	wit-zwart




### Kokerdecoratie "Faces"

Artikelnummer	623S85=15	623S85=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm


## Kokerdecoratie “Raindrops”

Artikelnummer	623S87=15	623S87=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	blauw	blauw



## Kokerdecoratie “Concrete”

Artikelnummer	623S88=15	623S88=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	grijs	grijs



## Kokerdecoratie “Camouflage Earth”

Artikelnummer	623S86=15	623S86=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	groen	groen



## Kokerdecoratie “Mini Jeans”

Artikelnummer	623S62=15	623S62=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	blauw	blauw



## Kokerdecoratie “Mega Jeans”


Artikelnummer	623S61=15	623S61=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	blauw	blauw





### Kokerdecoratie “Modern Jeans”

Artikelnummer	623S84=15	623S84=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	blauw	blauw



### Kokerdecoratie “Carbon, sand”

Artikelnummer	623S107=15	623S107=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	zand	zand



### Kokerdecoratie “Carbon, raspberry red”

Artikelnummer	623S89=15	623S89=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	framboosrood	framboosrood



### Kokerdecoratie “Carbon, water blue”

Artikelnummer	623S90=15	623S90=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	waterblauw	waterblauw



### Kokerdecoratie “Carbon, heavy grey”

Artikelnummer	623S74=15-7	623S74=20-7
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	donkergrijs	donkergrijs


## Kokerdecoratie “Uni Skin Colour”

Artikelnummer	623S96=15	623S96=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	huidkleur	huidkleur




## Kokerdecoratie “Uni Black”

Artikelnummer	623S95=15	623S95=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	zwart	zwart




## Kokerdecoratie “Ottobock light blue”

Artikelnummer	623S81=15	623S81=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	lichtblauw	lichtblauw



## Kokerdecoratie “Ottobock, green”

Artikelnummer	623S82=15	623S82=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	groen	groen



## Kokerdecoratie “Ottobock, yellow”

Artikelnummer	623S83=15	623S83=20
Lengte	1,5 m	1,5 m
Breedte	15 cm	20 cm
Kleur	geel	geel

